

1. Juni 2015

Junge Patienten gut versorgt

Orthopädieprodukte für Kinder von Ofa Bamberg

Am 1. Juni ist Kindertag, der vielerorts mit Kinderfesten und anderen Aktionen gefeiert wird. Beim Spielen und Toben passieren leicht kleine Unfälle. Während die meisten Blessuren schnell vergessen sind, kann ein umgeknickter Knöchel oder ein verstauchtes Handgelenk länger schmerzen. Dann helfen orthopädische Produkte von Ofa Bamberg wie die Push ortho Knöchelorthese Aequi Junior, die speziell für Kinder entwickelt wurde. Daneben bietet der Hilfsmittelhersteller viele weitere Bandagen und Orthesen an, deren kleinste Größe zur Versorgung junger Patienten bestens geeignet ist.



Ofa_Image_48-01: Speziell für das kindliche Sprunggelenk entwickelt
– Push ortho Knöchelorthese Aequi Junior

Mit der Aequi Junior wurde die beliebte Push ortho Knöchelorthese Aequi speziell auf den kindlichen Fuß angepasst. Auch die Junior-Version stabilisiert das Sprunggelenk nach dem Tape-Prinzip durch die bewährte Kombination von rigiden und flexiblen Elementen: Eine feste Schale in Verbindung mit unelastischen Bändern sichert das Knöchelgelenk nach lateralen Bänderläsionen gegen seitliches Umknicken. Über Kreuz gewickelte elastische Bänder sorgen durch wirksame Kompression für zusätzliche Unterstützung. Für eine optimale Stabilisierung wird die schlanke Knöchelorthese idealerweise in einem Schnürschuh getragen. Beim Spielen im Haus behält sie aber auch ohne Schuh ihre unterstützende Funktion. Als Universalgröße und -ausführung für rechts und links ist die Push ortho Knöchelorthese Aequi Junior für Spannumfänge von 23 bis 27 cm bzw. Schuhgröße 30 bis 37 geeignet.

Auch die Dynamics Plus Kniebandage in Größe 1 ist ideal für junge Patienten. Durch die Arthroflex® Komfortzone in der sensiblen Kniekehle bietet sie besonderen Tragekomfort. Das patentierte Spezialgestrick besteht aus zwei hauchdünnen Lagen, die sich bei Bewegung gegeneinander verschieben und so die Faltenbildung minimieren.

Daneben können viele weitere Produkte aus dem Bandagen- und Orthesensortiment von Ofa Bamberg in ihrer kleinsten Größe zur Behandlung von Kindern eingesetzt werden. Eine vollständige Übersicht ist erhältlich über kundenservice@ofa.de oder 0951 6047 333.

[Bilder zur freien Verwendung bitte mit Urhebervermerk Ofa Bamberg]

Kontakt:

Caroline Keilig
Junior Marketingmanagerin Orthopädie

Tel. 0951-6047-416
Fax 0951-6047-185
presse@ofa.de

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
96052 Bamberg

Geschäftsführer:
Dr. Hartwig Frinke
Amtsgericht Bamberg HRB 4121

1. Juni 2015



Ofa_Image_48-02: Push ortho Knöchelorthese Aequi Junior



Ofa_Image_48-03: Dynamics Plus Kniebandage



Ofa_Image_48-04: Übersicht Orthopädieprodukte für Kinder von Ofa Bamberg

[Bilder zur freien Verwendung bitte mit Urhebervermerk Ofa Bamberg]

Kontakt:

Caroline Keilig
Junior Marketingmanagerin Orthopädie

Tel. 0951-6047-416
Fax 0951-6047-185
presse@ofa.de

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
96052 Bamberg

Geschäftsführer:
Dr. Hartwig Frinke
Amtsgericht Bamberg HRB 4121