

14. Juli 2016

## Passt wie eine Maßversorgung

Dynamics Plus Kniebandage von Ofa Bamberg ab sofort in neuer Plus-Größe erhältlich.

*Ofa Bamberg hat das Größenspektrum der Dynamics Plus Kniebandage erweitert. Die Plus-Größen für weitere Oberschenkelumfänge wurden um die Größe 3+ (d 33–37 cm, f 45–49 cm) ergänzt. Damit ist die Kniebandage ab sofort in sechs Standard- und vier Plus-Größen erhältlich. So können Oberschenkelumfänge bis 65 cm mit einer Serienbandage versorgt werden, die der Passform einer Maßversorgung nahekommt.*

Für rutschsicheren Sitz auch bei stark konischer Beinform sind die Plus-Größen mit einem doppelten Silikonhafrand ausgestattet. Die Abschlussränder der Dynamics Plus Kniebandage sind druckreduziert gestrickt und elastisch gekettelt. So entsteht ein sanfter Übergang von der Bandage zur Haut ohne Einschneiden. Ein weiteres Plus ist die Arhroflex Komfortzone in der Kniekehle. Ihr patentiertes Spezialgestrick besteht aus zwei hauchdünnen Lagen, die sich bei Bewegung gegeneinander verschieben und die Faltenbildung in der sensiblen Gelenkbeuge minimieren. Die Plus-Pelotte sorgt dank ihrer speziellen Form für einen stärkeren Massageeffekt um die Kniescheibe und verbessert die Propriozeption.

Für ihr innovatives Wabendesign wurde die Dynamics Plus Kniebandage bereits viermal ausgezeichnet: mit dem Red Dot Award 2014, dem Good Design Award 2015 sowie im Jahr 2016 mit dem IF Design Award und dem German Design Award mit Special Mention. Die Produktgestaltung durchbricht bewusst die altbewährte Ästhetik von Medizinprodukten und verbindet Form und Funktion in einem organischen Design.

[Bilder zur freien Verwendung bitte mit Urhebervermerk Ofa Bamberg]

### Kontakt:

Caroline Keilig  
Kommunikationsmanagerin Orthopädie

Tel. 0951-6047-416  
Fax 0951-6047-185  
presse@ofa.de

Ofa Bamberg GmbH  
Laubanger 20  
96052 Bamberg

Geschäftsführer:  
Dr. Hartwig Frinke  
Amtsgericht Bamberg HRB 4121

14. Juli 2016



Ofa\_Image\_71-1: Dynamics Plus Kniebandage auch in Plus-Größen für weitere Oberschenkelumfänge erhältlich.



Ofa\_Image\_72-2: Dynamics Plus Kniebandage mit bequemer Arthroflex Komfortzone in der Kniekehle.

[Bilder zur freien Verwendung bitte mit Urhebervermerk Ofa Bamberg]

**Kontakt:**

Caroline Keilig  
Kommunikationsmanagerin Orthopädie

Tel. 0951-6047-416  
Fax 0951-6047-185  
presse@ofa.de

Ofa Bamberg GmbH  
Laubanger 20  
96052 Bamberg

Geschäftsführer:  
Dr. Hartwig Frinke  
Amtsgericht Bamberg HRB 4121