

14. Februar 2017

## Dynamics Handgelenk Schnüorthesen jetzt noch komfortabler

Verbesserter Materialmix für optimale Gebrauchseigenschaften

*Ob mit oder ohne Daumenfixierung – Anwender schätzen die Dynamics Handgelenk Schnüorthesen von Ofa Bamberg für ihre einfache Handhabung und den hohen Tragekomfort. Nun hat der Hilfsmittelhersteller das Verschluss-System optimiert: Die neuen Mikrolett-Verschlüsse sind mit einer samtweichen Kaschierung versehen. Ihr extrafeines Hakenband haftet nur dort, wo es soll, aber nicht an der Kleidung. Der Klettvelours ist dünner und so die Passform insgesamt noch schlanker.*

Dank dem praktischen Schnürzug-System lassen sich die Dynamics Handgelenk Schnüorthesen unter geringem Kraftaufwand mit einem Handgriff verschließen. Dabei sorgt der Schnürzug für perfekten Sitz und eine gleichmäßige Kompression. Anatomisch geformte Aluminiumschienen stabilisieren das Handgelenk in einer neutralen Stellung. Die Produktversion ohne Daumenfixierung erlaubt dabei volle Beweglichkeit der Finger, während die Orthese mit Daumeneinschluss eine noch effektivere Ruhigstellung bietet.

Die Handgelenk Schnüorthesen sind offen konstruiert, sodass die Hand leicht hineingleiten kann. Dank ihres geringen Gewichts und Volumens sind viele Alltagstätigkeiten weiterhin möglich. Dabei sorgen atmungsaktive Materialien auf der Innenseite für ein angenehmes Tragegefühl.

Ohne Daumenfixierung ist die Dynamics Handgelenk Schnüorthese unter der Hilfsmittel-Nummer 23.07.02.4037 verordnungsfähig, mit Daumenfixierung unter Hilfsmittel-Nummer 23.07.02.2027. Dynamics ist die vielseitige orthopädische Versorgung von Ofa Bamberg. Die Marke bietet ein wirtschaftliches Bandagen- und Orthesen-Sortiment für zahlreiche Indikationen und nahezu jede Gelenkregion.

[Bilder zur freien Verwendung bitte mit Urhebervermerk Ofa Bamberg]

Seite 1 von 2

### Kontakt:

Caroline Keilig  
Kommunikationsmanagerin Orthopädie

Tel. 0951-6047-416  
Fax 0951-6047-185  
presse@ofa.de

Ofa Bamberg GmbH  
Laubanger 20  
96052 Bamberg

Geschäftsführer:  
Dr. Hartwig Frinke  
Amtsgericht Bamberg HRB 4121

14. Februar 2017



Ofa\_Image\_115-1: Die Dynamics Handgelenk Schnürorthese ohne Daumenfixierung ist mit einem Handgriff verschließbar.



Ofa\_Image\_115-2: Dynamics Handgelenk Schnürorthese mit Daumenfixierung.

[Bilder zur freien Verwendung bitte mit Urhebervermerk Ofa Bamberg]

Seite 2 von 2

**Kontakt:**

Caroline Keilig  
Kommunikationsmanagerin Orthopädie

Tel. 0951-6047-416  
Fax 0951-6047-185  
presse@ofa.de

Ofa Bamberg GmbH  
Laubanger 20  
96052 Bamberg

Geschäftsführer:  
Dr. Hartwig Frinke  
Amtsgericht Bamberg HRB 4121