

25. Februar 2019

## Komplett-Programm für die Ferse

Neue Dynamics Plus Achillesbandage ins Hilfsmittelverzeichnis  
aufgenommen

*Mit der neuen Dynamics Plus Achillesbandage vervollständigt Ofa Bamberg sein Angebot für die Versorgung des Fersenbereichs. Nun wurde die Hilfsmittelnummer erteilt.*



Ofa\_Image\_06-1: Die neue Dynamics Plus Achillesbandage mit massierender Plus-Pelotte und komfortablen Details.

Seit Februar auf dem Markt, ist die Dynamics Plus Achillesbandage ab sofort unter der Hilfsmittelnummer 05.02.01.1022 verordnungs- und abrechnungsfähig. Dank durchdachter Details ist die Bandage ein komfortabler Begleiter für die oft langwierige Therapie bei Achillodynie.

Ihre anatomisch geformte Plus-Pelotte massiert das Sehngleitgewebe durch eingearbeitete Noppen und Lymphkanäle, während die Sehne von Druck entlastet wird. Für optimale Wirksamkeit reicht die Pelotte proximal bis zum Muskel-Sehnen-Übergang. Distal werden die Malleolen ausgespart, um eine schlanke Passform im Schuh zu gewährleisten.

Für hohe Compliance kommt außerdem modernste Stricktechnik zum Einsatz. Die Sehnen in der Fußbeuge werden durch eine patentierte Arthroflex Komfortzone entlastet. Das hochelastische Spezialgestrick besteht aus zwei hauchdünnen Lagen, die sich wie eine zweite Haut an die empfindliche Beugeregion anpassen. Druckreduzierte Abschlussränder sorgen für einen sanften Übergang zur Haut, latexfreie Mikrofasergarne für ein angenehmes Hautklima.

Ergänzend zur neuen Achillesbandage können in der Akutphase einer Achillodynie die Dynamics Fersenkissen (08.03.06.0069) für Entlastung sorgen. Die leichte Fersenerhöhung verringert den Zug auf die Sehne. Bei Fersensporn sorgen die Kissen mit weichem Space Spot für punktgenaue Entlastung.

Bei schwerer Achillodynie oder nach einer Achillessehnenruptur bzw. -naht ist ein Walker zur Ruhigstellung das Hilfsmittel der Wahl. Der Dynamics Air Walker von Ofa Bamberg, kombiniert mit abrüstbarem Keile-Set (23.06.01.1010), sorgt für effektive Immobilisierung in Spitzfußstellung. Ohne Keile-Set kann der Dynamics Air

[Bilder zur freien Verwendung bitte mit Urhebervermerk Ofa Bamberg]

Seite 1 von 2

### Kontakt:

Caroline Freibott  
Kommunikationsmanagerin Orthopädie

Tel. 0951-6047-416  
Fax 0951-6047-185  
presse@ofa.de

Ofa Bamberg GmbH  
Laubanger 20  
96052 Bamberg

Geschäftsführer:  
Rainer Kliewe  
Amtsgericht Bamberg HRB 4121

25. Februar 2019

Walker (23.06.01.0040) – erhältlich mit hohem und kurzem Schaft – zur Ruhigstellung von Fuß und Knöchel nach schweren Distorsionen, stabilen Frakturen sowie prä- und postoperativ eingesetzt werden.

Einen systematischen Überblick über die Versorgungsoptionen bietet die Broschüre „Produkthighlights Ferse“ – kostenfrei bestellbar unter [kundenservice@ofa.de](mailto:kundenservice@ofa.de), Tel. 0951 6047-333.



Ofa\_Image\_06-2: Dynamics Plus  
Achillesbandage.



Ofa\_Image\_06-3: Dynamics Fersenkissen.



Ofa\_Image\_06-4: Dynamics Air Walker.

[Bilder zur freien Verwendung bitte mit Urhebervermerk Ofa Bamberg]

Seite 2 von 2

**Kontakt:**

Caroline Freibott  
Kommunikationsmanagerin Orthopädie

Tel. 0951-6047-416  
Fax 0951-6047-185  
[presse@ofa.de](mailto:presse@ofa.de)

Ofa Bamberg GmbH  
Laubanger 20  
96052 Bamberg

Geschäftsführer:  
Rainer Kliewe  
Amtsgericht Bamberg HRB 4121