

11. März 2015

Push care Kniebandage erhält neue Hilfsmittel-Nummer

Leichte Orthese zur Beeinflussung des Patella-Gleitgewebes

Die neue Push care Kniebandage von Ofa Bamberg ist ab sofort unter der Hilfsmittel-Nummer 23.04.05.0014 abrechenbar. Mit ihrer hufeisenförmigen Pelotte und der gekreuzten Gurtführung ist sie zur Korrektur der Patellastellung sowie zur Führung der Kniescheibe geeignet. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten am Markt ist die Universalausführung für rechts und links einsetzbar. Dies verringert den Lagerbedarf für den Fachhandel, zumal es nur fünf Größen gibt.

Die Neuauflage der Push care Kniebandage, die Ofa Bamberg im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht hat, ermöglicht eine individuelle Unterstützung der Kniescheibe. Elastische Bänder führen diagonal entlang der Hufeisen-Pelotte zum Oberschenkel und verstärken den Stabilisierungseffekt durch seitlichen Druck. Dabei kann die Kompressionsstärke für beide Pelottenanteile einzeln angepasst und die Patellaführung in mediale und laterale Richtung justiert werden.

So wirkt die Push care Kniebandage gezielt zum Beispiel gegen Lateralisationstendenzen der Patella und daraus folgende Instabilitäten. Sie eignet sich zudem besonders für Arthrosepatienten, denn die Bandage lässt sich im oberen Bereich vollständig öffnen und dadurch auch bei eingeschränkter Beweglichkeit leicht anlegen. Weitere Indikationen für die Push care Kniebandage sind retropatellare Schmerzbeschwerden sowie das femoropatellare Schmerzsyndrom.

Für den Fachhandel bieten die Universalausführung für rechts und links sowie ein schlankes Größensystem erhebliche Vorteile in der Lagerhaltung. Dank ihres großzügig verstellbaren Verschlusses am Oberschenkel ist die Push care Kniebandage mit nur fünf Größen für Umfänge bis 56 cm geeignet. Zusätzlich sind Maßanfertigungen möglich.

[Bilder zur freien Verwendung bitte mit Urhebervermerk Ofa Bamberg]

Kontakt:

Caroline Keilig
Junior Marketingmanagerin Orthopädie

Tel. 0951-6047-416
Fax 0951-6047-185
presse@ofa.de

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
96052 Bamberg

Geschäftsführer:
Dr. Hartwig Frinke
Amtsgericht Bamberg HRB 4121

11. März 2015



Ofa_Image_33-01: Die neue Push care Kniebandage



Ofa_Image_33-02: Offene Konstruktion für leichtes Anlegen



Ofa_Image_33-03: Hufeisenförmige Pelotte



Ofa_Image_33-04: Push care Kniebandage in Anwendung



Ofa_Image_33-05: Aktiv mit der Push care Kniebandage

[Bilder zur freien Verwendung bitte mit Urhebervermerk Ofa Bamberg]

Kontakt:

Caroline Keilig
Junior Marketingmanagerin Orthopädie

Tel. 0951-6047-416
Fax 0951-6047-185
presse@ofa.de

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
96052 Bamberg

Geschäftsführer:
Dr. Hartwig Frinke
Amtsgericht Bamberg HRB 4121